

TABLETY PRO ÚPRAVU VODY A-dec ICX

Snadné použití

- Speciálně vyvinutá rozpustná tableta
- Jednoduché jedno-dávkové balení. Jednoduše vhodíte tabletu do prázdné láhve systému odděleného chlazení naplníte studenou vodou z vodovodu

Výhody

- Tableta obsahuje dezinfekční látky, které zabraňují kontaminaci vnitřního systému chlazení
- Dochází k redukci usazenin a zabraňuje tvorbě nepříjemného zápachu
- Díky pozvolnému uvolňování aktivních látek tablety, je zaručen stálý a dlouhodobý účinek, který přetrvává až 2 týdny, pokud se souprava nepoužívá.
- Při pravidelném používání tablet ICX již není nutné používat silné, tzv. „šokové“ terapie k dezinfekci systému

Bezpečnost

- Nekorozivní pro dentální vybavení
- Neškodí pacientům ani personálu; schváleno k použití FDA 510(k)
- Nemá zápach ani chuť
- Obsahuje tři primární aktivní složky: peroxiuhličitan sodný, dusičnan stříbrný a kationtická povrchově aktivní činidla (hladina dusičnanu stříbrného odpovídá limitům směrnic amerického úřadu EPA pro bezpečnost pitné vody)

Distribuce/obal/použití

- Distribuováno výlučně prostřednictvím světové autorizované sítě zástupců A-dec
- Tablety jsou k dostání pro dvě velikosti láhvi: 0,7 a 2 litry
- Tablety jsou balené jednotlivě ve fólii, 50 ks v krabičce
- Cenově výhodné; nízké roční náklady
- Přibližná spotřeba:
(na základě 1 ordinace; 1x2-litrová láhev denně, 1,5x0,7-litrové láhve denně, 16 dní v měsíci)
 - 2 měsíce na krabičku s 50 ks tablet do 0,7 litrů
 - 3 měsíce na krabičku s 50 ks tablet do 2 litrů

Přetisky nezávislých klinických studií nebo doplňkových informací získáte od Zákaz-nického servisu A-dec na čísle 1-800-547-1883 (1-503-538-7478 po celém světě).

Bezpečnostní listy (MSDS) jsou k dispozici online na www.a-dec.com.

Nezávislé klinické studie účinnosti:

- *Journal of Clinical Dentistry*
JCD 2004, svazek XV, číslo 1, str. 17-21
- *Journal of the American Dental Association*
JADA červen 2004, svazek 135, str. 799-805

VÁŠ DODAVATEL:
DENT UNIT, s.r.o., OBVODNÍ 23/39, 503 32 HRADEC KRÁLOVÉ 22
Tel: 495 454 394-5, www.dentunit.cz, info@dentunit.cz

Vazba

- Kompatibilní pro použití s regeneračními dentálními materiály; nemá vliv na sílu vazby
- Nezávislá klinická studie o vazbách dentinu:
 - *Journal of Clinical Dentistry*
JCD 2004, svazek XV, číslo 1, str. 28-32

Zjednodušte si údržbu vody s A-dec ICX™

Tablety pro ošetření vody ICX od A-dec™ Vám poskytnou jedinečný a efektivní způsob uchování čisté vody v zubních soupravách. ICX má především velice snadný způsob použití. Jednoduše přidejte jednu tabletu do prázdné láhve na vodu v uzavřeném systému před každým plněním. Tableta při rozpouštění uvolňuje do vody ingredience, které zabraňují tvorbě usazenin a kontaminantů. Není nutné měření nebo míchání – šumivá tableta ICX udělá veškerou práci za vás.*

ICX působí v systému při každém ošetření. Tím chrání vodu před další kontaminací a snižuje (nebo může dokonce nahradit) nutnost častých šokových ošetření. A jelikož koncentrace ingrediencí ve vodě zůstává velmi nízká, neškodí ICX vašemu personálu, vybavení ani pacientům. S ICX tedy můžete být naprosto klidní, protože budete vědět, že váš postup údržby vody je nejen snadný a účinný, ale i bezpečný.

**Podobně jako u všech ostatních postupů pro zajištění čistoty vody je i zde nutno dodržovat pokyny výrobce, aby byly zajištěny co nejkvalitnější výsledky.*

Tablety pro ošetření vody ICX jsou k dostání pro 0,7-litrové a 2-litrové láhve a prodávají se ve výhodném balení po 50 ks.

+



VÁŠ DODAVATEL:
DENT UNIT, s.r.o., OBVODNÍ 23/39, 503 32 HRADEC KRÁLOVÉ 22
Tel: 495 454 394-5, www.dentunit.cz, info@dentunit.cz